



TRiONiC

Français

*Velopeds et Déambulateurs
Conçus pour la marche*





**SWEDISH
DESIGN**



Photo de couverture:

Domenico et Alice d'Italie profitent du paysage de la plage.

Photos d'utilisateurs:

Toutes les photos d'utilisateurs présentées dans cette brochure sont des photos d'utilisateurs réels, que nous avons reçues de nos clients enthousiastes.

Conçus pour la marche

Nous croyons en la qualité, l'ingénierie exemplaire et à la conception bien pensée. Nous sommes concentrés en permanence sur l'innovation et sur la fabrication de produits avec lesquels vous pouvez être actifs, sans compromettre le besoin réel de soutien.

Nous vous proposons des produits qui favorisent la santé, le bien-être mental, le plaisir du plein air et des possibilités de nouvelles aventures et de réussites.

Nous souhaitons que vous bénéficiiez de la meilleure expérience du marché dans notre domaine ; le meilleur soutien dans les zones urbaines et de plein air.

Nous accordons beaucoup d'importance à tous nos clients et nous apprécions votre collaboration, vos commentaires et vos suggestions et les pensées qui rendent notre vision plus forte; pour faire les meilleures aides à la marche dans le monde.

C'est la raison pour laquelle nous ne visons pas moins que l'excellence dans tout ce que nous entreprenons. Nous sommes intègres, persévérants et avons le courage de changer ce que nous pouvons, où nous le pouvons.

Bienvenue! Stefan et Johan



Ann-Marie, une photographe passionnée, photographie la magnifique vue du printemps de Klingerfjärden à Medelpad, en Suède.

Soyez actif – Restez actif

Mode de vie actif

Si vous menez un mode de vie actif- Un Veloped ou un Walker Trionic est le premier choix comme aide à la marche. Ce sont des aides à la marche de pointe. En choisissant un Trionic, vous apprécierez les plus grandes possibilités d'être physiquement actif en extérieur, pour rester en forme et en bonne santé, et mener un véritable mode de vie actif.

Les effets bénéfiques sur la santé

L'activité physique quotidienne est la chose la plus importante pour rester en bonne santé et vivre plus longtemps. En marchant près de 30 minutes par jour, vous respecterez les recommandations de votre médecin pour l'activité physique. Nous sommes très heureux de vous proposer les appareils dont vous avez besoin afin que vous puissiez être et rester actif.

Avis des utilisateurs

Au travers des services en ligne indépendants

fournis par Trustpilot, les clients et les utilisateurs du monde entier ont évalué les produits de Trionic comme "Excellent", avec une note générale de 4.9 sur 5.0.

Mon Veloped a changé ma vie

" Depuis mon opération où l'on a enlevé une tumeur à la moelle épinière, je peux marcher uniquement avec deux béquilles, ce qui est un processus lent et douloureux. On m'a finalement parlé de déambulateurs, mais je pensais qu'ils étaient faibles et vraiment peu attrayants. Mon souhait était de marcher sur la plage, ou sur des pavés en ville. Après avoir recherché sur Internet, je suis tombé sur le

Trionic Veloped, et avec un peu d'hésitation, j'en ai finalement commandé un. C'est le meilleur achat que je n'ai jamais fait. Je peux maintenant marcher plus loin et un peu

plus rapidement, tout en confiance et sans la peur de tomber. Il a ouvert mon monde à nouveau. Je ne peux pas assez vous recommander le Trionic Veloped. "

Cathryn Shilling, Royaume- Uni

WAOUH !!!!

" C'est un appareil étonnant pour la marche. J'ai été une personne sportive toute ma vie, et j'ai maintenant besoin d'un peu d'aide pour vivre la vie que je veux. Parce qu'ils se sont mis à la place des personnes qui l'utiliseront, tout fonctionne facilement et intuitivement- il n'y a pas besoin d'instructions compliquées. La qualité de conception est excellente. L'ingénierie intelligente par des personnes qui ont pensées au moindre détail. Le bonus? – C'est cool! "

Robert Heap, Royaume- Uni

Exceptionnel

"Bien que le Veloped Tour soit un investissement onéreux, il le vaut bien. Il m'a donné la mobilité qu'aucun autre déambulateur ne m'a donné. Je peux maintenant naviguer en toute facilité entre les sols instables, les

rues pavées, les trottoirs et même les nids de poule. J'ai l'intention de le prendre avec moi en Europe pour l'utiliser pendant ma croisière sur le fleuve de Budapest à Prague. Heureux-

sement, il me permettra de rester avec le groupe pendant les visites à pied. Je ne pouvais pas être plus heureux avec ce produit étonnant.”

Loeb Granoff, USA

Produit excellent, service excellent


“Nous n’avons pas de très bons déambulateurs d’extérieur en Australie. J’ai trouvé le Trionic Veloped sur Internet et j’ai envoyé un e-mail à la société. J’ai reçu un service et une aide remarquable de la part de Stefan, fondateur et inventeur. Il a organisé la livraison en Australie à un prix très raisonnable. Le Veloped en lui-même est un génie en or. Mon client, ayant une blessure au cerveau, n’avait pas marché dans sa maison depuis 2 ans, jusqu’à ce qu’il ait eu son Veloped. Le design permet beaucoup de stabilité puisque la personne marche presque “dans” le cadre par opposition à la poussée en face de lui/elle. Cela donne un support beaucoup plus latéral. Tous les gadgets et les options de rangement permettent à mon client de participer aux rôles significatifs de la vie. C’est l’iPhone des déambulateurs d’extérieur.”

Kyle Maloney,
Kinésithérapeute dans un Centre de Rééducation, Australie

Merci de visiter notre site web sur www.trionic.com pour lire plus de témoignages.



Gerhard Weber fait une longue promenade le long de la rivière.



Les caractéristiques et les fonctions de



Importance de la taille de la roue

La performance d'un déambulateur ou d'un marcheur dépend en grande partie de la taille des roues. Plus grande sera la roue, plus facile il sera de passer des obstacles et des sols instables, et le niveau de confort augmente également avec la taille de la roue. Une plus grande roue fonctionnera mieux qu'une petite roue, surtout en extérieur.

Trionic propose trois différentes tailles de roues ; 9" (23 cm), 12" (31 cm) et 14" (36 cm).



Pneus à air comprimé

Les Walker 12er/14er et les Velopeds sont tous équipés avec des pneus à air comprimé. Il y a beaucoup d'avantages avec les pneus à air, notamment la souplesse de la conduite et un confort imbattable. Puisqu'ils ne provoquent pas de vibrations comme le font les pneus solides, vous êtes moins enclin à souffrir de douleurs et d'inconforts au niveau de vos mains, coudes et épaules lorsque vous marchez sur un sol instable.



Frein Tout-Terrain

Grâce au système de frein Tout-Terrain, vous pouvez toujours compter sur une performance de frein optimale, que vous marchiez sous le soleil, sous la pluie battante ou dans la neige épaisse. Au lieu d'un système de frein classique de déambulateur, agissant directement sur la surface du pneu, tous les Velopeds et les déambulateurs sont équipés de freins de moyeux puissants et uniques qui sont entièrement protégés de la poussière, de l'eau et de la neige.

tous les Véломoteurs et Déambulateurs



Le levier de frein Trionic

Trionic a développé un tout nouveau et confortable levier de frein. Le levier de frein entièrement en aluminium vous offre une sensation de rigidité et de qualité supérieure. Lors de l'actionnement du frein de stationnement, la gâchette de stationnement est facile à utiliser et, grâce à sa conception, elle offre de multiples façons de la serrer.

Le levier en aluminium a une surface en caoutchouc de type Kraton qui empêche vos doigts de se refroidir en touchant du métal lorsque vous marchez dans des conditions hivernales.



Les roues détachables

Tous les Véломoteurs et Déambulateurs ont des roues détachables. En utilisant les déblocages rapides des roues, vous pouvez facilement les détacher afin de réduire le poids du transport et les dimensions de votre Veloped ou Walker. Comme vous pouvez rapidement changer les roues, cela vous permet d'utiliser deux jeux différents de roue, un jeu de pneus adéquats au tout-terrain et un autre jeu de pneus pour la ville.



Fonction de pliage

Le Trionic Veloped : Par une pression rapide du bouton sur le pliant télescopique, vous pouvez plier votre Veloped pour passer dans les endroits les plus étroits. Pour le plier entièrement pour le transport ou le rangement, appuyez sur le deuxième bouton télescopique et pliez entièrement le cadre.

Le Trionic Walker: Le Trionic Walker a une fonction de pliage en forme de X, et en tirant sur la poignée positionnée sur le siège, vous le pliez en une seconde. Le cadre se plie de manière compacte, et le transport ainsi que le rangement est très rapide.



Brevet en instance :

Conduite Trionic synchronisée

Évitez des roues oscillantes

Des roues oscillantes et biaisées qui pivotent sont fréquemment mentionnées par les utilisateurs de déambulateurs comme étant un problème avéré. En marchant sur un sol instable avec un déambulateur à 4 roues, tôt ou tard, une des roues pivotantes ne sera plus en contact avec le sol, et commencera à osciller puis retouchera le sol dans une position biaisée. En conséquence, le déambulateur s'arrêtera brusquement, et il y aura un risque considérable si l'utilisateur trébuche ou même vient à tomber.

Trionic Syncro

Le nouveau déambulateur Trionic Walker est équipé d'une caractéristique de conduite synchronisée (brevet déposé) qui élimine ainsi les problèmes de roues oscillantes et biaisées. En reliant les roues pivotantes l'une à l'autre par l'intermédiaire d'une poulie/courroie les deux roues tournent à l'unisson. Si une roue pivotante perd brutalement le contact avec le sol, l'autre roue restera toujours positionnée dans le sens de la marche souhaité.

Une poulie centrale supplémentaire vous garantit que vous apprécierez le même type de conduite que celle de votre voiture, appelée "La Géométrie de Conduite d'Ackermann". Lorsque vous tournez,

cela permet à la roue intérieure de se tourner à un angle plus aigu que celui de la roue extérieure. Grâce à sa conception ingénieuse, la fonction de direction synchronisée de Trionic n'est pas affectée lorsque vous pliez ou dépliez le déambulateur.

Brevet :

La roue grimpante Trionic

Franchissement des obstacles

Les franchissements d'obstacles tels que les trottoirs, les racines et les cailloux sont un problème courant des utilisateurs de déambulateurs. Si l'obstacle est plus haut que 2-4 cm (selon la taille de la roue), le déambulateur devra être soulevé pour passer l'obstacle. Si l'utilisateur est obligé de lever le déambulateur, ou de faire d'autres manœuvres pour franchir l'obstacle, le déambulateur a totalement perdu sa fonction principale qui est d'offrir de soutien.

La roue grimpante de Trionic

Le Veloped est équipé de la roue grimpante de Trionic (Brevet) qui augmente incroyablement la capacité à franchir toutes sortes d'obstacles lorsque vous marchez à l'extérieur. En répartissant le poids sur les deux roues, avec la direction du trajet légèrement déplacée, l'enchaînement de la montée est divisé en deux étapes. La capacité de grimper s'améliore grandement par un levier d'articulation angulaire qui utilise la force de poussée fournie par l'utilisateur. Cela donne au Veloped une caractéristique unique, la capacité de grimper un obstacle de 13 cm de haut, par exemple un trottoir haut ou une pierre. Lors du franchissement d'un obstacle plus petit, par exemple un trottoir plus bas à un passage piéton, vous aurez seulement besoin d'une faible force de poussée que nécessite une roue. Le nouveau Veloped avec des roues de 14 pouces, vous fera franchir un obstacle sans même que vous ayez remarqué qu'il était là. Le bras articulé pivotant vous fournit également des suspensions. Sur un terrain accidenté, cela pivote constamment et suspend la marche. Les suspensions font de la marche tout-terrain avec un Veloped, un véritable plaisir.

La roue grimpante Trionic du Veloped 12er en action, grimpant un trottoir de 12cm de haut.



Walker

Le Nouveau Premium

9er • 12er • 14er

Bénéfices ergonomiques

Lorsqu'il est comparé à d'autres déambulateurs, le siège du Walker est placé plus vers l'avant, ce qui signifie que vous pouvez marcher plus près des poignées de préhension et que vous avez une posture du corps plus droite et ergonomiquement correcte. Les poignées ont des repères d'indication de hauteur et elles peuvent être réglées à votre hauteur exacte préférée, sans paliers fixes, et elles peuvent également être tournées dans votre angle désiré

Transport

Le Walker a des roues amovibles avec des détachements rapides. Si nécessaire, vous pouvez diminuer le poids et les dimensions du transport en détachant rapidement et facilement les roues du cadre.

Pliage facile

Vous pourrez plier rapidement et facilement le Walker en tirant sur la poignée du siège vers le haut. Une fois plié, le Walker reste bien

droit grâce à son mécanisme de pliage en X qui est très compact. Pour déplier le déambulateur, tirez sur les poignées vers l'extérieur et verrouillez le cadre en mode marche en appuyant vers le bas du siège.

Taille de roues, de pneus et de poignées

Choisissez entre plusieurs tailles de roues, types de pneus et de poignées afin d'avoir le Walker fait sur mesure par rapport à vos exigences et vos activités préférées. Vous pouvez également choisir entre différents styles de sièges et de coloris de panier. Pour en savoir plus sur les solutions possibles de pneus et de poignées, consultez les pages 24 et 25.



Conception tout en Aluminium

Le Walker est un véritable déambulateur en aluminium, et il n'y a aucune pièce du cadre principal, du guidon ou de la croix de pliage



qui est faite en plastique. Le cadre est soudé en TIG et traité thermiquement avec l'ensemble de tube d'aluminium 6061-T6, ce qui réduit le poids alors qu'en même temps, il fournit une grande rigidité. Les parties principales telles que les fourches de roue, le pliage croisé en X et les poignées sont toutes faites tout en aluminium.

vimeo



Tous nos modèles de Walker incluent les caractéristiques suivantes :

Les caractéristiques du Walker :

- Roues détachables avec déclencheurs rapides.
- Vis, écrous, rondelles, axes et petites pièces en acier inoxydable.
- Réglage de la hauteur par des leviers de déclenchement rapide.
- Mécanisme de pliage en X.
- Cadre de la machine formé en tube d'aluminium 6061-T6.
- Réglage libre de la hauteur et de l'angle de la poignée.
- Poignées de préhension réglables (angle).
- Trionic Syncro – Système de direction synchronisée.
- Géométrie de direction d'Ackermann.
- Freins de moyeux tout-terrain pour toutes les conditions climatiques.
- Leviers de frein tout en aluminium avec fonction de mouvement et de freinage de stationnement.
- Accessoires au textile hydrofuge et échangeable fait en polyester 600D.
- Réflecteur visible à 360° pour une sécurité supplémentaire lors de la marche de nuit.

Plus d'informations particulières sur le produit avec des clips vidéo disponibles sur www.trionic.com/fr/



Trionic Walker

Le Trionic Walker 9er, avec des roues de 9" (23 cm), est le modèle le plus compact et il convient aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Grâce à ses freins de moyeux, le 9er est équipé avec de solides pneus au composé plus doux que pour les autres déambulateurs supérieurs. Les pneus sont 50% plus mous que ceux de la concurrence, et cela augmente votre niveau de confort lorsque, par exemple, vous rencontrez des obstacles et que vous marchez le long des rues pavées. Ils ont également un frein de moyeux qui offre une préhension sécurisée et une sécurité optimale. Avec le déambulateur Trionic Walker 12er, vous avancez avec une taille Trionic Walker 9er – Le déambulateur Combiné de roue, jusqu'à 12" (31 cm), et ce modèle est un excellent déambulateur d'extérieur.

Afin d'augmenter votre niveau de confort d'un cran supérieur, le déambulateur Walker 12er est équipé de pneus à air comprimé. Le 12er est votre compagnon idéal pour aller à l'épicerie, ou faire des promenades quotidiennes et pour prendre du plaisir en extérieur. Selon où vous utiliserez plus fréquemment votre Walker 12er, vous aurez le choix entre 3 sortes de pneus. En lançant le Trionic Walker 14er, Trionic fait une avancée dans le futur. Il est le premier déambulateur avec des roues de 14" (36 cm). Une plus grande roue fonctionne mieux sur un sol accidenté. Avec le déambulateur Walker 14er, vous apprécierez l'expérience d'un déambulateur sans précédent. Sur les pages 24 et 25, vous trouverez plusieurs pneus et options de poignées pour votre déambulateur. Pour des spécifications techniques détaillées, les mesures et les poids, merci de voir la page 30.



Taille M

Taille M

Trionic Walker 9^{er} – Le déambulateur Combiné

Le Walker 9er est votre solution idéale si vous recherchez un déambulateur pour l'intérieur et l'extérieur. Avec ses roues de 9" et ses pneus doux en PU, vous apprécierez son confort et sa performance équilibrée. Il est léger et compact pour un transport et un rangement facile.

Taille/ Hauteur de préhension : M 74-94 cm
Taille de l'utilisateur : M 148-188 cm
Taille de roue : 9" / 23 cm
Dimensions et poids : Page 30
Couleurs : noir/noir/gris · rouge/rouge/noir
Incluant : Siège
Panier zippé et bande réfléchissante 360°



NOUVEAU Les nouveaux Walker 12er et Walker 14er sont plus légers de 1,2 kg



Taille S

Taille M/L

Taille M/L



Taille M/L

Taille M/L

Trionic Walker 12^{er} – Le déambulateur extérieur

Recherchez-vous un déambulateur qui fait face aux pavés et aux rues cahoteuses ? Alors le Walker 12er sera votre fidèle compagnon lorsque vous irez en extérieur. Ses roues 12" et ses pneus à air vous garantissent une promenade très confortable et il est idéal pour les milieux urbains et d'extérieurs.

Taille/ Hauteur de préhension : S 71-86 cm M/L 76-96 cm
Taille de l'utilisateur : S 142-172 cm M/L 152-192 cm
Taille de roue : 12" / 31 cm
Dimensions et poids : Page 30
Couleurs de taille S : Rouge avec noir/noir/gris
Couleurs de taille M/L : Argent avec noir/noir/gris · navy/black/red
Incluant : Siège
Panier zippé et bande réfléchissante 360°



Trionic Walker 14^{er} – Le Terminator

Lorsque vous ne voulez rien d'autre que le meilleur. Le Walker 14er de Tronic est le premier déambulateur au monde avec des roues de 14". Nous l'appelons le "Terminator" car il laisse tous les autres déambulateurs derrière lui. Cet appareil vous fait marcher de plus longues distances à un rythme plus rapide et avec une plus grande aisance !

Taille/ Hauteur de préhension : M/L 81-100 cm
Taille de l'utilisateur : M/L 162-200 cm
Taille de roue : 14" / 36 cm
Dimensions et poids : Page 30
Couleurs : Argent avec noir/noir/gris · vert/noir/rouge
Incluant : Siège
Panier zippé et bande réfléchissante 360°



Veloped®

L'Alternative au Déambulateur

Sport • Tour • Trek • Golf • Jakt

Qu'est-ce qu'un Veloped?

Le Veloped est une invention suédoise très astucieuse, que l'on pourrait décrire comme un "tricycle de marche". Il a été testé et approuvé en tant que "déambulateur", mais sa conception et ses caractéristiques sont très différentes des déambulateurs conventionnels. Grâce à son design unique, le Veloped favorise l'activité physique et les activités de plein air. Il est conçu avec un grand accent sur la marche, et c'est le premier vrai marcheur/déambulateur tout-terrain capable disponible dans le monde. Lorsque vous marchez sur un terrain accidenté, le Veloped bat n'importe quel déambulateur conventionnel haut la main.

La conception en 3 roues

La conception du Veloped en 3 roues aboutit à un contact permanent avec le sol sur toutes les surfaces instables. Tout comme un tricycle pour bébé avec de grandes roues, le Veloped est un véritable appareil tout-terrain.

Une conception Tout Aluminium

La structure du Veloped est faite uniquement d'aluminium et il ne contient pas d'éléments en plastique ou autres. Le cadre est soudé en TIG et traité thermiquement avec l'ensemble de tube d'aluminium 6061-T6, ce qui réduit

le poids alors qu'en même temps, il fournit une grande rigidité. Les parties principales tels que les fourches de roue, le pliage télescopique et les poignées sont toutes faites avec une haute teneur en aluminium.

L'ajusteur de la roue

La roue grimpanche est réglable pour les différentes conditions et terrains. Par sa maniabilité supérieure, sa facilité à tourner et avec la capacité de grimpage de la roue avant, se fait par un simple réglage de la poignée. Dans son autre position, le mode tout-terrain, la roue a une fonction de suspension/grimpage avec la stabilité de direction accrue; idéale pour la marche en dehors des routes.

Pliage/Transport

Vous pourrez plier votre Veloped et passer dans les endroits les plus étroits en appuyant sur le bouton du pliage télescopique. Pour le plier complètement pour le transport ou le rangement, appuyez sur le second bouton du pliage télescopique et pliez le cadre tout du long. Vous pouvez également appuyer sur la barre de préhension en position basse et détacher les roues en utilisant les axes de relâchement afin de réduire les dimensions pour le transport.

Bénéfices ergonomiques

Lorsque le siège est baissé vers l'avant, le Veloped fournit beaucoup d'espace de marche dans le cadre. Cela signifie que vous pouvez marcher plus près des poignées de préhension, donnant automatiquement une posture du corps plus droite et ergonomiquement correcte. La forme en U et ergonomique de la barre de préhension offrent plusieurs positions de préhension, et lorsque vous êtes assis, il fait office de support pour le dos. La

vimeo



hauteur de la barre de préhension peut être ajustée aisément afin de convenir parfaitement à votre taille.

Les caractéristiques générales du Veloped

Tous les modèles incluent les caractéristiques suivantes :

- Roue grimpante Trionic – avec la fonction grimpante/suspension.
- Réglage en Dual-Mode pour une utilisation en ville ou hors- route.
- Conception en 3 roues pour un contact permanent au sol.
- Levier de frein tout en aluminium avec la fonction freinage de stationnement et mouvement.
- Freins de moyeu tout-terrain pour toutes les conditions climatiques.
- Roues détachables avec des relâchements rapides.
- Cadre majoré en tube aluminium 6061-T6.
- Barre de poignée ergonomique qui sert également de dossier.
- Réglage de la hauteur par des leviers de déclenchement rapide.
- Mécanisme de pliage télescopique en 2 étapes.
- Accessoires en textile hydrofuge et échangeable par l'utilisation de boutons pression, de velcro et/ ou de boucles.
- Un total de 5 bandes réfléchissantes pour plus de sécurité lors de la marche de nuit.

Plus d'informations particulières sur le produit avec des clips vidéo disponibles sur www.trionic.com/fr/



NOUVEAU

Le nouveau Veloped Sport est 1,0 kg plus léger



Veloped Sport 12^{er}

Le Veloped Sport 12er vous offre tout le soutien et la sécurité lorsque vous faites des exercices en plein air. Il réduit grandement l'impact et la tension causés sur vos chevilles, genoux, hanches et le dos et il vous fera tenir la distance. Equipé avec des grandes roues de 12" et des pneus à air.

Taille/Hauteurs de préhension : M 75-95 cm L 82-102 cm
Taille de l'utilisateur : M 150-189 cm L 185-205 cm
Taille de roue : 12" / 31 cm
Dimensions et poids : Page 31
Couleurs : bleu marine/rouge/white · noir/white/white
Incluant : Profondeur de siège de 25 cm pour un espace de marche maximum · Panier avec poche zippée et housse de pluie



Veloped Sport 14^{er}

Avec ses grandes roues de 14", le Veloped Sport 14er excelle même sur les terrains les plus rugueux et il fait face aux obstacles les plus élevés que son petit frère. Avec ce modèle, vous flotterez sur le sol instable et il vous offrira des possibilités uniques d'être ou de rester en forme.

Taille/Hauteurs de préhension : M 77-97 cm L 84-104 cm
Taille de l'utilisateur : M 155-194 cm L 185-210 cm
Taille de roue : 14" / 36 cm
Dimensions et poids : See page 31
Couleurs : bleu marine/rouge/white · noir/blanc/blanc
Incluant : Profondeur de siège de 25 cm pour un maximum d'espace de marche · Panier avec poche zippée et housse de pluie

Veloped Sport


Le Veloped Sport sera votre fidèle supporter lorsque vous pratiquerez l'exercice physique le moins classé au monde- la marche. La marche peut être la chose la plus proche pour parfaire l'exercice et c'est un bon moyen pour être en forme et perdre du poids. Le niveau d'intensité de marche de santé est optimal pour améliorer votre santé, pendant qu'en même temps, vous brûlez des graisses. Si votre objectif est de perdre du poids et d'améliorer votre santé à un rythme régulier, la marche de santé est un excellent choix. Vous pouvez vous exercer chaque fois un peu plus, et au lieu de vous porter vers le bas, comme par des séances d'entraînements plus intensives, vous apprécierez plus rapidement vos progrès lorsque vous travaillez pour votre objectif personnel. Pour une santé maximale et un effet brûleur de graisses, la fréquence idéale du pouls est de 55 à 70% de votre fréquence cardiaque maximale. Le Veloped Sport vous offre le confort, le soutien et la sécurité tout en faisant de l'exercice. Il réduit grandement l'impact et la tension sur votre corps qui peut être provoqué par la marche de santé. Il a les mêmes bénéfices qu'un vélo de montagne a sur les cyclistes et vous pouvez aller dans les espaces verts, les chemins de promenade, les sentiers d'exercice et la forêt. Vous pouvez maintenant apprécier pleinement la marche de santé- en vous sentant plus en sécurité et libre d'aller là où vous voulez.

Commencez aujourd'hui !

Pour y aller, demandez notre Plan gratuit de 12 semaines de marche! Vous pouvez également télécharger le plan de marche, obtenir des informations sur l'exercice intensif et en savoir plus sur www.trionic.com/fr/.



Jette Dubois, de Hollande, profitant de son exercice de marche quotidien.





**Greta et son mari
à Kungsträdgården à
Stockholm, Suède.**

Veloped Tour

Avec le Veloped Tour, vous apprécierez le confort et la praticité au quotidien. Il convient pour une promenade dans le parc, pour faire des courses et pour les visites touristiques. Le panier spacieux peut contenir vos courses du supermarché, et les rapporter à la maison est un véritable plaisir avec tous les avantages de la roue de grimpage et les pneus à air- comprimé.

Afin de fournir un confort optimal en position assise, la profondeur du siège a été augmentée à 30cm. Le siège plus long, en association avec inserts en carbone rigides, offre beaucoup de support le long des jambes.

La conception de la couleur est sombre et élégante, avec des rayures argentées et des lignes rouges. Les rayures sont faites avec du tissu réfléchissant de 3M Scotchlite, et lorsque vous marchez la nuit, les bandes réfléchives offrent une sécurité accrue dans la circulation.

Le Veloped Tour est aussi livré avec une housse de pluie très pratique qui protège le panier et le siège. La housse a un design en 2 couleurs, et vous pouvez choisir entre argent et noir, selon le sens dans lequel vous le tournez.

NOUVEAU

Le nouveau Veloped Tour est 1,2 kg plus léger



Veloped Tour 12^{er}

Le Veloped Tour 12er est votre partenaire idéal pour la vie de tous les jours. Vous pouvez promener vos chiens, aller au magasin et faire une promenade dans le parc voisin. Les grandes roues de 12" et les pneus à air vous donneront le confort et la sécurité lorsque vous marchez le long des rues pavées, et il est facile de passer les trottoirs et les autres obstacles le long de votre chemin.

Taille/Hauteurs de préhension : M 75-95 cm L 82-102 cm
Taille de l'utilisateur : M 150-189 cm L 85-205 cm
Taille de roue : 12" / 31 cm
Dimensions et poids : Page 31
Couleurs : noir/reflex/rouge
Incluant : Siège confortable de 30 cm de profondeur ·
Panier avec poche zippée et housse de pluie ·
Panier/siège, housse de pluie



Veloped Tour 14^{er}

Avec des roues de 14", vous apprécierez encore plus les caractéristiques de conduite. Si vous vivez à la campagne, le Veloped Tour 14er avec des pneus au style de vélo de montagne est idéal. Si vous vivez en ville ou dans un village, merci de voir l'optimisation des pneus Schwalbe Big Apple, comme montré à la page 25.

Taille/Hauteurs de préhension : M 77-97 cm L 84-104 cm
Taille de l'utilisateur : M 155-194 cm L 185-210 cm
Taille de roue : 14" / 36 cm
Dimensions et poids : Page 31
Couleurs : noir/reflex/rouge
Incluant : Siège confortable de 30 cm de profondeur ·
Panier avec poche zippée et housse de pluie ·
Panier/siège, housse de pluie

NOUVEAU

Le nouveau Veloped Trek est 1,0 kg plus léger



Veloped Trek 12^{er}

Le Veloped Trek 12er vous offre le confort, le soutien et la sécurité lors de vos aventures en extérieur. Il réduit grandement l'impact et la tension causés par le trek et la randonnée. Avec un Veloped Trek, vous apprécierez les mêmes avantages qu'en faisant du vélo de montagne, et vous pouvez aller dans les montagnes, les pistes de randonnée, les forêts, les routes de terre et les espaces verts.

Taille/Hauteurs de préhension : M 75-95 cm L 82-102 cm
Taille de l'utilisateur : M 150-189 cm L 85-205 cm
Taille de roue : 12" / 31 cm
Dimensions et poids : Page 31
Couleurs : vert/noir/orange · bleu marine/noir/jaune
Incluant : Profondeur de siège de 25 cm pour un espace de marche maximum · Panier avec poche zippée et housse de pluie



Veloped Trek 14^{er}

L'une des plus grandes fans de Trionic est Hilary Ambrose d'Angleterre. Son Veloped Trek est surnommé "Monster", et le nouveau Veloped Trek 14er est en effet le Monstre parmi les déambulateurs. Il emprunte des chemins de terre et des sentiers de randonnée pour le petit-déjeuner et vous emmène partout où vous voulez aller.

Taille/Hauteurs de préhension : M 77-97 cm L 84-104 cm
Taille de l'utilisateur : M 155-194 cm L 185-210 cm
Taille de roue : 14" / 36 cm
Dimensions et poids : Page 31
Couleurs : vert/noir/orange · bleu marine/noir/jaune
Incluant : Profondeur de siège de 25 cm · Panier avec poche zippée et housse de pluie · Sac de siège · Sac à dos

Veloped Trek

Chargez votre Veloped Trek et partez pour des aventures excitantes. Il offre une multitude d'options pour porter tout votre matériel lorsque vous partez explorer le monde. Avec son sac de siège et son sac à dos polyvalent, le Veloped Trek est le compagnon idéal pour aller en randonnée, camper et voyager. Le sac de siège se plie facilement ou vous pouvez vous asseoir pour faire une pause. Il a trois compartiments séparés avec beaucoup de place pour y mettre votre appareil photo, vos cartes, vos objets de valeur et une bouteille d'eau ou une thermos. Le sac de siège peut également être porté comme un sac à bandoulière et il a une sangle rembourrée amovible. Vous pourrez mettre vos plus petites affaires dans le compartiment extérieur zippé et deux poches en filet. Une corde élastique au-dessus maintiendra tous vos extras.

Le Sac à dos rentre parfaitement dans le panier, et avec la fermeture éclair tout du long, vous aurez facilement accès au compartiment. Les bretelles peuvent être cachées dans une poche séparée. Votre lecteur MP3 se glissera très bien dans la petite poche zippée du dessus, et il y a une pochette pour votre casque. De plus, il y a un compartiment extérieur zippé et deux poches latérales en filet qui conviendront très bien pour deux bouteilles d'eau.

La housse du siège, le panier, le sac de siège et le sac à dos sont fait en Polyester 600D robuste et hydrofuge avec des bandes réfléchissantes pour la sécurité lorsque vous marchez la nuit en plein trafic.

*Alex Morley et sa femme
apprécient une rando-
née en Oregon, USA.*



Thomas se reposant tout en jouant au golf au Golf Club de Sigtunabygden

Veloped Golf

Restez dans la course et faites-vous plaisir en marchant sur le green du Golf au lieu de conduire une voiturette électrique de Golf. Avec le Veloped Golf, vous tiendrez la distance en jouant les 18 trous tout en faisant des exercices de santé en même temps.

Avec tous les avantages de la roue grimpante, la suspension, la conception en 3 roues et ses pneus à air, le Veloped Golf se sentira comme chez lui sur le green du Golf.

Le Veloped Golf a deux sacs de Golf qui sont attachés au cadre principal. Il charge un ensemble complet de 14 clubs de golf, et les sacs peuvent être aussi bien fermés qu'ouvert sur le devant selon votre façon préférée de porter vos clubs. Le panier peut contenir votre bouteille d'eau, quelques vêtements supplémentaires et tout ce dont vous pouvez avoir besoin tout au long du parcours.

NEU

Le nouveau Veloped Golf est 1,0 kg plus léger



Veloped Golf 12^{er}/14^{er}

Taille/	12er M	75-95 cm
Hauteur de	12er L	82-102 cm
préhension :	14er M	77-97 cm
	14er L	84-104 cm

Taille	12er M	150-189 cm
de l'utilisateur :	12er L	185-205 cm
	14er M	155-192 cm
	14er L	185-210 cm

Taille des roues :	12" / 31 cm
	14" / 36 cm

Dimensions et poids :	Page 31
Incluant :	Profondeur de siège de 25 cm · Panier avec poche zippée et housse de pluie · Deux sacs de Golf détachables

Couleurs : bleu marine/noir/rouge



NEU

Le nouveau Veloped Jakt est 1,0 kg plus léger



Veloped Jakt 12^{er}/14^{er}

Taille/	12er M	75-95 cm
Hauteur de	12er L	82-102 cm
préhension :	14er M	77-97 cm
	14er L	84-104 cm

Taille	12er M	150-189 cm
de l'utilisateur :	12er L	185-205 cm
	14er M	155-192 cm
	14er L	185-210 cm

Taille de roues :	12" / 31 cm
	14" / 36 cm

Dimensions et poids :	Page 31
Incluant :	Profondeur de siège de 25 cm · Panier avec poche zippée et housse de pluie · Sac à carabine · Sac à dos
Couleurs :	vert/noir/orange

Veloped Jakt

Le Veloped Jakt sera votre compagnon de confiance lors de vos déplacements à la chasse. Avec sa capacité hors route et sa roue grimpante, vous pouvez facilement surmonter les racines, le gravier, les roches et la saleté sur la route de votre parcours de chasse. La suspension, les pneus à air et le design de

3 roues offrent un confort imbattable et un contact permanent avec le sol.

Même si vous êtes un chasseur expérimenté, aller dans une aventure de chasse peut être un défi majeur si vous souffrez de problèmes aux genoux, de mal de dos, d'articulations affaiblies, de problèmes de surpoids ou liés à l'âge. Beaucoup de domaines de chasse ne sont pas très faciles d'accès. Vous devrez marcher le long des sentiers et dans les chemins de terre battue pour y accéder. Un bon "marcheur de chasse" doit réussir dans tous les terrains hors route. Les problèmes de marcheurs et de déambulateurs ne sont pas destinés à cette sorte de terrain, tandis que le Veloped Jakt l'est. Le sac de fusil, qui est attaché au cadre principal, soulage votre dos, et le siège est très pratique lorsque vous attendez après votre proie.



Vous êtes unique

Nous sommes tous différents, et nous avons différentes préférences et exigences. Les Velopeds et les Déambulateurs sont tous équipés de pneus de haute qualité et les poignées de préhension sont standards, mais vous avez également la possibilité d'améliorer ces pièces selon vos souhaits.

Les poignées de préhension

Tous les Velopeds et Déambulateur sont équipés avec des poignées de préhension en Ergon GP. Elles offrent une préhension très confortable pendant qu'en même temps, elles distribuent le poids que vous mettez dessus d'une manière ergonomiquement correcte. Les poignées de préhension sont disponibles en deux tailles (S pour les mains de Taille 6.5-8.5 et L pour les mains de Taille 8.5-12) et présentent un serrage en aluminium forgé pour un réglage facile et rapide de votre angle préféré de préhension.

Les pneus

Toutes les roues de 12" sont équipées de pneus à air comprimés Diamand D- 249. C'est un pneu complet avec un fil qui convient aussi bien pour une utilisation à la ville que hors des routes. Une ligne de roulement de centre continue garantit le confort lorsque vous marchez sur le macadam. Les roues de 14" sont livrées avec le pneu standard à air-comprimé Innova IA-2004 comme standard, de qui est un bon pneu hors route avec des empreintes comme celles du vélo de montagne. Ce pneu excelle dans les conditions hors routes, mais il peut aussi être utilisé comme pneu général.



Optimisez votre produit



L'optimisation de préhension

Les poignées d'une aide à la marche sont d'une grande importance. C'est pourquoi nous vous proposons en option des poignées de différentes tailles et de différents matériaux.

Poignées Ergon GP1

- Conception allemande récompensée par un prix.
- Disponible en deux tailles, S pour la taille des mains 6,5-8,5 et L pour la taille des mains 8,5-12.
- Peut être ajusté à l'angle de votre choix.

Poignées Ergon GP1 BioKork

Les poignées GP1 BioKork offrent la même ergonomie ultime pour vos mains que les poignées GP1 standard. Cependant, les qualités uniques du liège font que ces poignées sont antibactériennes et hypoallergéniques.



L'optimisation de pneu

Selon l'endroit où vous utiliserez le plus votre Veloped ou Walker, vous pouvez choisir entre différents pneus qui conviennent à différents types de terrain. Tous les pneus offerts sont munis d'une protection anti-crevaisson.

Veloped Tire Options

- Trionic X-Country 12"/14" - Hors route/tout-terrain
- Grosse Pomme Schwalbe 12"/14" - Ville

Options de pneus Walker

- Trionic Primera 12"/14" · Tout-terrain/Ville
- Schwalbe Grosse Pomme 12"/14" · Ville

Accessoires et pièces



Pompe Multifonctions

Cette pompe intelligente peut être utilisée à la fois comme pompe manuelle ou pompe à pied. Un support de bloc pour le pied permet la stabilité de la pompe pour une meilleure force. La poignée en T fournit une préhension confortable, et le trou flexible empêche à la valve de s'abîmer ou de se casser. Le support de châssis est inclus.



Canne Veloped / support du matériel

Le support de matériel a 2 pièces qui fonctionnent également comme sangle de sécurité lorsque le Veloped est plié pour le transport. Le support de matériel s'attache facilement au cadre avec les sangles en Velcro.

Porte-canne du Déambulateur

La porte-canne 2 pièces est attachée au tube du cadre semi-vertical du Walker. La partie supérieure a une intelligente fonction de verrouillage rapide, et la canne peut rapidement être attachée et enlevée.



Housse de pluie pour le rangement du Veloped

Une housse résistante à l'eau pour ranger votre Veloped à l'extérieur. Trois crochets avec des cordes à élastique sécurisent la housse afin qu'elle reste bien en place.



Coloris : argent.

Housse de pluie de siège/ panier du Veloped

Une housse polyvalente qui protège le siège et le panier, avec trois options pour attacher l'extrémité arrière.



Conception 2-Couleurs : argent/noir.

Housse de pluie de siège/ panier du Walker

Une housse détachable qui protège le siège et le panier de votre déambulateur.



Conception 2-Couleurs : argent/noir.

Porte- bouteille du Veloped

Le porte- bouteille pour les bouteilles en plastique de taille uni- verselle qui peut se monter sur le cadre ou la barre de préhension du Veloped avec relâchement rapide.



Porte- bouteille du Walker

Ce porte- bouteille en aluminium est ouvert sur le côté, donc il est plus facile l'enlever ou de mettre une bouteille de boisson. Le porte- bouteille peut être adapté en le fixant sur le côté droit ou gauche du cadre du Walker.



Bouteille de Sport

Cette bouteille résistante a un bouchon qui se visse avec un capuchon verrouillable. La forme triangulaire du bouchon garantit une préhension sûre. La bouteille est facile à remplir et à nettoyer.



Volume : 50 cl.



Lumière avant LED

Voyez et soyez vu avec cette lumière avant rechargeable et résistante à l'eau, équipée avec 2 LED brillantes. Sa puissance d'éclairage avec les deux modes de lumière, est élevée malgré son design compact et petit. La fixation astucieuse convient aussi bien aux Velopeds et aux déambulateurs, et cela n'influence pas le confort lorsque vous êtes assis. Câble de chargeur USB inclus.

Verrou câblé

Verrou câblé robuste avec un support et un jeu de 2 clés.



Dimensions:
Ø10 x L 900 mm



Lumières arrières LED

Ces deux lumières arrières LED vous permettront d'être vu partout. En mode clignotant ou constant, et avec ses sangles flexibles qui permettent de multiples positionnements de fixation. Les fixations astucieuses conviennent aussi bien aux Velopeds et aux Déambulateurs. Le nouveau verre améliore la visibilité latérale et par conséquent augmente votre sécurité. Les piles sont incluses.

Frein à main unique

Les deux freins (D+G) fonctionnent avec un seul levier de freinage. Le frein à main unique est destiné à l'utilisateur qui peut faire fonctionner les freins avec seulement une main. Pour un montage sur le côté droit ou gauche.

À la commande d'un système de frein à main unique, il est entièrement assemblé sur le Walker/ Veloped avant la livraison.

Accessoires et pièces



Trionic X-Country

Pneu avec protection anti- crevaison

Dimension:

12 x 2.2" (310 x 57 mm)

14 x 2.2" (360 x 57 mm)



Trionic Primera

Pneu avec protection anti- crevaison

Dimension:

12 x 2.00" (310 x 50 mm)

14 x 2.00" (360 x 50 mm)



Schwalbe Big Apple

Pneu avec protection anti- crevaison

Dimension:

12 x 2.00" (310 x 50 mm)

14 x 2.00" (360 x 50 mm)

Poignée en Ergon GP1

La poignée en Ergon originale et innovatrice continue à respecter les normes. En offrant une distribution de pression optimale et disponible en deux tailles, elle est caractérisée par un serrage en aluminium forgé pour un réglage rapide et facile de votre angle de préhension préféré.



Tailles de préhension :

S (Taille de la main: 6.5-8.5)

L (Taille de la main: 8.5-12)

Poignée en Ergon GP1

BioKork

Le GP1 BioKork offre la même ergonomie fondamentale pour la main que la poignée GP1. Cependant, les qualités uniques du liège offrent une poignée antibactérienne et hypoallergénique. Les qualités du liège naturel humide, en font un matériau idéal pour la poignée.



Tailles de préhension :

S (Taille de la main: 6.5-8.5)

L (Taille de la main: 8.5-12)

Veloped Trek

– Sac de panier/Sac à dos

Le Sac à dos d'une capacité de 20 litres convient parfaitement au panier du Trek. Les bandoulières rembourrées et la ceinture à la taille peuvent être cachées dans une poche arrière latérale. Le sac a une grande poche zippée extérieure et deux poches latérales en filet pour les bouteilles d'eau. La poche zippée de dessus avec une pochette pour y mettre votre lecteur MP3 et le casque.



Couleurs :

vert/noir/orange

bleu marine/noir/jaune

Veloped Trek – Housse de siège et de panier

La housse de siège et de panier qui correspond aux coloris du sac à dos et du sac de siège. La housse de siège à 4 boutons pressions pour l'accrocher sur le sac de siège. Profondeur du siège : 25 cm. Le panier a une housse de pluie noir intégrée avec une poche zippée. Tous les deux sont en Polyester 600D hydrofuge et résistant.



Couleurs :

vert/noir/orange

bleu marine/noir/jaune



Veloped Trek – Siège/Sac à bandoulière

Le sac d'une capacité de 10 litres s'attache sur le siège du Veloped Trek avec les boutons pressions. Il a une bandoulière rembourrée et peut être utilisé aisément comme sac à bandoulière. Le compartiment principal peut être séparé en trois parties pour y mettre votre appareil photo, vos objets de valeur et une bouteille d'eau ou une thermos. La poche zippée extérieure et deux petites pochettes en filet permettent d'accéder rapidement à vos articles les plus petits.

Couleurs : vert/noir/orange
bleu marine/noir/jaune



Chambre à air Schwalbe

Tailles : 12", 14"

Veloped Tour – Housse de siège

confortable et Panier

Siège confortable avec inserts en carbone rigides pour un maintien supplémentaire. Bandes réfléchissantes 3M Scotch- lite. Profondeur du siège de 30 cm. Panier spacieux avec une pochette séparée zippée pour vos objets de valeur. Tous deux sont faits à partir de Polyester 600D.

Couleurs du siège : noir/argent/rouge
Couleurs du panier : noir/rouge



Veloped Sport – Housse de siège et panier

La housse de siège qui garantit le mouvement entier de vos jambes lorsque vous faites une marche de santé. Profondeur du siège : 25 cm. Panier assorti avec poche zippée. Idéal pour y mettre des vêtements de rechange lorsque vous faites de l'exercice. Tous les deux sont faits à partir de Polyester 600D résistant avec des rayures assorties.

Couleurs : noir/blanc/ blanc
bleu marine/rouge/ blanc



Veloped Golf – Housse de siège, panier, Sacs de Golf et Sac à dos

Housse de siège de 25 cm de profondeur pour un espace de marche maximum. Le panier a une housse de pluie intégrée avec une poche zippée. Tous les accessoires de Golf sont faits à partir de Polyester 600D hydrofuge et résistant.

Couleurs : bleu marine/noir/rouge

Siège du déambulateur

Le dossier ergonomique et rembourré, en polyester 600D imperméable et résistant, s'adapte sur les déambulateurs Walker 9er, 12er et 14er.

Il offre un soutien confortable et sûr lorsque vous êtes assis. La longueur et la profondeur du dossier sont réglables.



Trionic Walker – Informations techniques

Le Trionic Walker est testé et complétement homologué selon la norme ISO 11199-2:2005, les standards requis pour les déambulateurs. Il est inscrit en tant qu'Appareil médical de classe 1", et il porte la marque CE. Garanti 10 ans, pièces soumises à l'usure exclues.

Dimension	Walker 9er M	Walker 12er S	Walker 12er M/L	Walker 14er M/L
Hauteur de préhension	74-94 cm	71-86 cm	76-96 cm	81-100 cm
Taille de l'utilisateur	148-188 cm	142-172 cm	152-192 cm	162-200 cm
Longueur	68 cm	81 cm	81 cm	85 cm
Profondeur	66 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Profondeur de préhension	47 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Hauteur du siège	62 cm	56 cm	62 cm	62 cm
Profondeur du siège	43 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Taille de roue	9"/23 cm	12"/31 cm	12"/31 cm	14"/36 cm
Dimensions pliée				
Hauteur	82 cm	86 cm	88 cm	90 cm
Longueur	68 cm	81 cm	81 cm	85 cm
Profondeur	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
Dimensions de transport – plié sans les roues				
Hauteur	74 cm	76 cm	76 cm	76 cm
Longueur	61 cm	67 cm	67 cm	67 cm
Profondeur	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
Poids de transport – sans roues				
Poids de transport	6,6 kg	6,4 kg	6,5 kg	6,6 kg
Poids max de l'utilisateur				
	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Poids total				
	9,5 kg	9,1 kg	9,2 kg	9,9 kg

	Walker 9er	Walker 12er	Walker 14er
Frein tout-terrain	•	•	•
Mécanisme de pliage en X	•	•	•
La direction synchronisée de Trionic	•	•	•
Roues à relâchement rapide	•	•	•
Siège	•	•	•
Bande réfléchissante 360°	•	•	•
Panier avec poche zippée	•	•	•
Frein de stationnement	•	•	•
Frein de mouvement	•	•	•
Pneus à air-comprimé		•	•
Pneus PU extra-lisses	•		

REMARQUE: Si vous comparez les poids des Walkers Trionic avec les autres déambulateurs, merci de noter que les Walker Trionic sont équipés avec des freins à moyeux de haute performance et des pneus de grande qualité.

Les pneus et les freins des Walkers vous offrent un très grand niveau de confort et des caractéristiques de conduite optimales ; ces aspects ajoutent des points supplémentaires en comparaison aux pièces de déambulateurs à bas prix et classiques.

Veloped Trionic – Informations techniques

Le Trionic Veloped est testé et complétement homologué selon la norme ISO 11199-2:2005, les standards requis pour les déambulateurs. Il est inscrit en tant qu'Appareil médical de classe I", et il porte la marque CE. Garanti 10 ans, pièces soumises à l'usure exclues.

Dimension	12er Medium	12er Large	14er Medium	14er Large
Hauteur de préhension	75-95 cm	82-102 cm	77-97 cm	84-104 cm
Taille de l'utilisateur	150-189 cm	185-205 cm	155-194 cm	185-210 cm
Longueur	102 cm	102 cm	107 cm	107 cm
Profondeur	76 cm	79 cm	76 cm	79 cm
Profondeur de préhension	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Hauteur du siège	58 cm	63 cm	60 cm	65 cm
Profondeur du siège	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm
Taille de roue	12"/31 cm	12"/31 cm	14"/36 cm	14"/36 cm

Dimensions pliée

Hauteur	75 cm	82 cm	77 cm	84 cm
Longueur	106 cm	106 cm	111 cm	111 cm
Profondeur	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm

Dimensions de transport – plié sans les roues

Hauteur	59 cm	68 cm	59 cm	68 cm
Longueur	84 cm	84 cm	84 cm	84 cm
Profondeur	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm

Poids du transport – sans les roues

Poids de transport	7,4 kg	8,0 kg	7,4 kg	8,0 kg
--------------------	--------	--------	--------	--------

Poids max de l'utilisateur

	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
--	--------	--------	--------	--------

Poids total*

Veloped Sport	11,4 kg	12,0 kg	11,9 kg	12,5 kg
Veloped Tour	11,6 kg	12,2 kg	12,1 kg	12,7 kg
Veloped Trek	12,5 kg	13,1 kg	13,0 kg	13,6 kg
Veloped Golf	14,0 kg	14,6 kg	14,5 kg	15,1 kg
Veloped Jakt	12,9 kg	13,5 kg	13,4 kg	14,0 kg

	Veloped Sport	Veloped Tour	Veloped Golf	Veloped Trek	Veloped Jakt
Système de freinage tout-terrain	•	•	•	•	•
Mécanisme de pliage à 2 étapes	•	•	•	•	•
Technologie de la roue grimpanche	•	•	•	•	•
Conception de contact entier au sol	•	•	•	•	•
Dual Mode Ville/Hors-route	•	•	•	•	•
Roues à relâchement rapide	•	•	•	•	•
Siège normal, 25 cm de profondeur	•		•	•	•
Siège confort, 30 cm de profondeur		•			
Barre de préhension ergonomique	•	•	•	•	•
Panier avec housse de pluie	•	•	•	•	•
Siège/ Panier avec housse de pluie		•			
Réflécteurs, 5 au total	•	•	•	•	•
Bandes réfléchissantes pour siège 3M		•			
Panier avec poche zippée	•	•	•	•	•
Sacs de Golf			•		
Sac à carabine					•
Siège/Sac à bandoulière				•	
Sac de panier/Sac à dos				•	•
Frein de stationnement	•	•	•	•	•
Frein de mouvement	•	•	•	•	•
Pneus à air- comprimé	•	•	•	•	•

TRiONiC

Märstagatan 8
SE-753 23 Uppsala
SUÈDE

Service à la clientèle anglophone:
+44 333 122 7366



Tel: +46 8 522 100 50
Fax: +46 8 522 100 59

www.trionic.com/fr/
info@trionic.com

